

Digestor za opću namjenu (DIGIM 12™, DIGIM 15™, DIGIM 18™)



simbolična slika


→ OPĆE KARAKTERISTIKE

- Izrađen od pocinčanog lima plastificiran epoksi prahom (povećana otpornost)
- U potpunosti izrađen prema EN normama
- Razni tipovi radnih površina (keramika, epoksi, polipropilen, inox),
- Sigurnosno staklo 6mm protiv rasipavanja
- Priključci za medije (voda, plin, vakuum-opcija, demi voda-opcija, kisik-opcija, itd.)
- Shuko utičnice 220V16A (standard 3kom) zaštite IPS4
- Ventilator sa motorom u EX izvedbi-opcija (Zaštita Exe II T1-T3, IP54, Zona 1 i 2)
- AFM Procesorsko upravljanje-opcija
- Zadovoljava EN 14175-2
- Radna površina i kadica je tehnička keramika
- Visoka kemijska i biološka otpornost
- Nema fuga i spojeva
- Uzdignuti rubovi sa sve četiri strane

→ DIMENZIJE PREMA DIN-U

	DIGIM 12™	DIGIM 15™	DIGIM 18™
širina	1200	1500	1800
visina	2550	2550	2550
vis ukup ¹	2800	2800	2800
vis rp ²	900	900	900
širina rp ³	1000	1300	1600
dubina	900(950)	900(950)	900(950)

1- potrebna visina, 2- visina radne površine od poda, 3- radna širina



Digestor za opću namjenu (DIGIM 12™, DIGIM 15™, DIGIM 18™)

DODATNA OPREMA ZA DIGESTOR

→ VENTILATOR SA MOTOROM

- Plastični radijalni ventilator sa motorom u Ex izvedbi
- Robusna izvedba, pouzdan i tih rad
- Ex Certifikat
- Moguće su razne izvedbe (L i D) i rotacije (0, 90, 180, 270, 360)

→ SIGURNOSNI ORMARIĆI

- Za kiseline i lužine
- Za zapaljive tvari
- Vrhunska kvaliteta
- TUV certifikat

→ KARBONSKI FILTERI

- raznih dimenzija i namijena
- visoka efikasnost ventiliranja
- jednostavno održavanje

→ PROCESORSKO UPRAVLJANJE- AFM

- Promjenljivi protok zraka (VAV sistem)
- LCD zaslon sa prikazom količine odsisanog zraka
- Audio-vizualni alarm prema HRN EN 14175
- Ušteda na grijanju prostorije
- Opcija povezivanja sa centralnim sustavom ventilacije
- Opcija kontrole dobave svježeg zraka



Grga & Melita

Croatia, 10 450 Gornja Zdenčina,
Trg Ante Starčevića 1

tel: +385 (1) 3745 510, 3906 616

fax: +385 (1) 3906 615

e-mail: info@grga-melita.hr

web: www.grga-melita.hr