






Laborspülen



→ ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

- Schrankelement aus feuchtigkeitsabweisender Holzspanplatte, die zweiseitig mit Melamin-Folie bezogen ist, RAL 7047
- Alle Ränder sind mit ABS Band 0,8mm gesichert, hintere Seite aus feuchtigkeitsabweisender **Mediapanplatte** zweiseitig bezogen mit Melamin-Folie.
- Tür aus feuchtigkeitsabweisender Holzspanplatte, die zweiseitig mit Melamin-Folie bezogen ist
- Schubladen aus Metall mit Lager
- Beine aus PP RAL 7047, Höhe 150 mit Nivellierfuß
- Griffe aus ABS, ergonomisch verarbeitet mit Identifikationsöffnung
- Hohe Tragfähigkeit und Stabilität
- Übereinstimmend mit der HRN D.E2.104 und HRN D.E2.105.
- Die Arbeitsflächen können aus: Keramik, Epoxid, HPL (high pressure laminates), Edelstahl, Polypropylen oder Compact sein, abhängig von der Anwendung des Labors



Laborspülen

→ MAßE

	BREITE	TIEFE	HÖHE	BECKEN NUMMER	BECKEN BEZEICHNUNG
Standard	600	750	900	1	E
Maße	1200	750	900	1,2	A,B,C,D,E
	1500	600	900	1	E
	1800	750	900	1,2	A,B,C,D,E
Standard	600	600	900	1	A,B,C,D,E
abweichende	900	600	900	1	
Maße	900	750	900	1	
	1200	600	900	1,2	
	1300	600	900	1,2	
	1600	600	900	1,2	
	1800	600	900	1,2	

→ STANDARD ARBEITSFLÄCHEN




**TECHNISCH GEGOSSENE
KERAMIK**
Höchste mechanische und
chemische Widerstandsfähigkeit,
nicht entzündbar.



POLYPROPYLEN
Höchste chemische
Widerstandsfähigkeit.



EPOXID
Höchste chemische
Widerstandsfähigkeit.
Mögliche nahtlose Verbindung
(für Mikrobiologie)



INOX - EDELSTAHL
Arbeitsflächen für
anspruchsvolle mechanische
und feuchte Bedingungen
(Waschraum)

→ MAßE DER BECKEN

	BREITE x TIEFE x HÖHE	STANDARDMAßE DER TISCHE
standard	100 x 100 x 100	A
	100 x 250 x 150	B
	300 x 300 x 200	C
	400 x 400 x 300	D
	500 x 400 x 300	E

Grga & Melita

Kroatien, 10 000 Zagreb, Sveti Duh 62
 telefon: +385 (1) 3745 510, 3906 616
 handy: +385 (98) 355 274, 492 717
 telefax: +385 (1) 3906 615
 e-mail: grga-melita@zg.t-com.hr
 web: www.grga-melita.hr