


## Laboratorijski ormari dimenzije



Poz	Širina	Dubina	Visina (ukupna visina)	Standardna oprema	Radna ploha
A	450, 600, 900, 1200	330	380, 750, 1115	vrata puna ili vrata polikarbonat ili bez vrata	-
B	600, 900, 1200	330, 570	1265, 1630, 1995	vrata puna ili vrata polikarbonat ili bez vrata	-
C	450, 600, 900, 1200	570	615, 765	ladice, vrata ili ladica+vrata	-
D	450, 600, 900, 1200	570	720, 870	ladice, vrata ili ladica+vrata	-