

## Laboratorijski ormari



### OPĆE KARAKTERISTIKE

Korpus ormarića izrađen od vlagootpornog iverala RAL 7047.

Svi rubovi zaštićeni ABS trakom 0,8mm, zadnja stranica vlagootporni mediapan dvostrano presvučen melaminskom folijom u istoj boji kao i korpus ormara RAL 7047.

Vrata od vlagootpornog iverala ili u okviru, a ladice metalne sa soft close sistemom.

Noge od PP-a RAL 7047 visine 150mm sa nivelacijskom stopicom.

Ručkice ergonomске izrađene od ABS-a sa identifikacijskim otvorom.

