

## Laborschränke



### ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Der Schrankkörper ist aus feuchtigkeitsresistenter veredelter Holzspanplatte in der Farbe RAL 7047 gefertigt.

Alle Ränder sind mit 0,8 mm starkem ABS-Band geschützt. Rückseite aus feuchtigkeitsresistenter MDF-Platte, beidseitig mit Melaminfolie in derselben Farbe wie der Schrankkörper (RAL 7047) bezogen.

Tür aus feuchtigkeitsresistenter veredelter Holzspanplatte oder im Rahmen.

Metallene Schubladen mit Softclose-Beschlägen. Beine aus Polypropylen in der Farbe RAL 7047, 150 mm hoch, mit Nivellierfüßen.

Ergonomisch gestaltete ABS-Griffe mit Identifizierungsöffnung.

